

CFPM
www.rs-dental-products.com/

91%
d'avis
favorable

Description

Le **TURBOPRINT CLASS A R&S** est un alginate à prise rapide, élastique et sans poussière. Il est bien adapté à un large éventail de procédures de réalisation d'empreintes dans la pratique dentaire quotidienne. La durée totale, du mélange au retrait de la bouche est de 2 mn 40 s, dont 1 mn de temps de prise en bouche. Une taille de particule standardisée assure une absorption rapide de l'eau ainsi qu'une surface uniforme, plus lisse et plus compacte. Le moulage d'une empreinte peut être reporté de plusieurs heures sans nuire à sa précision si elle est conservée dans un sac hermétique. Le produit est aromatisé à la menthe et de couleur bleue. Le **TURBOPRINT CLASS A R&S** est disponible en sachets individuels de 500 g. Les sachets laissés fermés peuvent se conserver quatre ans. Vingt-neuf consultants ont évalué le **TURBOPRINT CLASS A R&S** au cours de 361 empreintes effectuées sur une période de six semaines. Ce produit a reçu 91 % d'avis cliniques favorables.

Conseils cliniques

- Le nettoyage à partir des tissus mous est plus facile si la peau et la langue sont humides plutôt que très sèches.

« BONNE
TENUE SUR
LE PORTE-
EMPREINTE. »

Commentaires des consultants

- « Résiste au déchirement. »
- « Le goût de menthe n'est pas très prononcé. »
- « J'aimerais que la prise soit plus rapide. »

Caractéristiques du produit

- 95 % des consultants ont déclaré le **TURBOPRINT CLASS A R&S** « aussi bon » ou « meilleur que » l'alginate qu'ils utilisent actuellement. Ils ont constaté qu'il laisse peu de poussière, est très facile à distribuer, à mélanger et à transférer sur un porte-empreinte.
- Certains assistants ont signalé que l'alginate semblait granuleux pendant qu'il était mélangé, mais que cela n'avait aucune incidence sur le résultat final.
- Les patients ont apprécié son goût et son parfum discret.
- Il offre un niveau de détail élevé dans les empreintes et sur les modèles moulés.
- 67 % des consultants se sont déclarés disposés à acheter le **TURBOPRINT CLASS A R&S**, 87 % le recommanderaient à leurs collègues

